

Détection de micro-ARNs in situ: utilisation de sondes LNA

Candice Babarit

▶ To cite this version:

Candice Babarit. Détection de micro-ARNs in situ: utilisation de sondes LNA. XXXème congrès de l'AFH: les nouveaux mondes de l'histologie, Association Française d'Histotechnologie (AFH). FRA., Jun 2017, Nantes, France. hal-01547549

HAL Id: hal-01547549


https://hal.science/hal-01547549

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.





Détection de micro-ARNs in situ : utilisation de sondes LNA

Candice BABARIT
UMR703 PAnTher






Les micro-ARNs

- > ARNs de petite taille : 20-25 nucléotides
- > Synthétisés à partir de l'ADN génomique
- > non traduits en protéine
- > Acteurs clés de la régulation post-transcriptionnelle



Les micro-ARNs

- ➤ ARNs de petite taille : 20-25 nucléotides
- > Synthétisés à partir de l'ADN génomique
- > non traduits en protéine
- > Acteurs clés de la régulation post-transcriptionnelle



✓ Rôle physiologique : apoptose, différenciation cellulaire, développement ...



✓ Rôle physiologique : apoptose, différenciation cellulaire, développement ...

Oncotarget. 2015 Apr 20; 6(11): 8474-8490.

Published online 2015 Apr 2. doi: 10.18632/oncotarget.3523

MicroRNAs in apoptosis, autophagy and necroptosis

Zhenyi Su, #1,2 Zuozhang Yang, #3,4 Yongqing Xu, #4 Yongbin Chen, #5 and Qiang Yu #6

Adv Drug Deliv Rev. 2015 Jul 1; 88: 3-15.

Published online 2015 Apr 14. doi: 10.1016/j.addr.2015.04.004

MicroRNA-mediated Regulation of Differentiation and Transdifferentiation in Stem Cells

Sang-Ging Ong, 1,2 Won Hee Lee, 1,2 Kazuki Kodo, 1,2 and Joseph C. Wu 1,2,3,4

Genes Dev. 2007 Mar 1; 21(5): 578-589.

doi: 10.1101/gad.1522907

Dynamic regulation of miRNA expression in ordered stages of cellular development

Joel R. Neilson, 1 Grace X.Y. Zheng, 1,2 Christopher B. Burge, 2,3 and Phillip A. Sharp 1,3,4



- ✓ Rôle physiologique : apoptose, différenciation cellulaire, développement ...
- > Implication dans les processus physiopathologiques :



- ✓ Rôle physiologique : apoptose, différenciation cellulaire, développement ...
- > Implication dans les processus physiopathologiques :

Oncotarget. 2015 Sep 8;6(26):21802-15.

MicroRNA-224 is implicated in lung cancer pathogenesis through targeting caspase-3 and caspase-7.

Cui R^{1,2}, Kim T³, Fassan M^{1,4}, Meng W⁵, Sun HL¹, Jeon YJ¹, Vicentini C⁶, Tili E^{1,7}, Peng Y⁸, Scarpa A⁹, Liang G¹⁰, Zhang YK¹¹, Chakravarti A⁵, Croce CM¹.

Biochem Soc Trans. 2010 Dec;38(6):1565-70. doi: 10.1042/BST0381565.

The involvement of microRNAs in Type 2 diabetes.

Ferland-McCollough D¹, Ozanne SE, Siddle K, Willis AE, Bushell M.

Front Physiol. 2015; 6: 40.

Published online 2015 Feb 12. doi: 10.3389/fphys.2015.00040

The emerging role of microRNAs in Alzheimer's disease

Grazia D. Femminella, ¹ Nicola Ferrara, ¹ and Giuseppe Rengo^{2,*}

FASEB J. 2009 Oct;23(10):3335-46. doi: 10.1096/fj.08-128579. Epub 2009 Jun 15.

Common micro-RNA signature in skeletal muscle damage and regeneration induced by Duchenne muscular dystrophy and acute ischemia.




- ✓ Rôle physiologique : apoptose, différenciation cellulaire, développement ...
- > Implication dans les processus physiopathologiques :
 - Compréhension des processus pathologiques
 - Biomarqueurs diagnostiques
 - Biomarqueurs d'efficacité de la réponse aux traitements
 - Cibles thérapeutiques (Gougelet A et al, 2015)



Techniques d'analyse des micro-ARNs

Approches globales




- Microarray

- Séquençage haut débit


Techniques d'analyse des micro-ARNs

Approches globales




- Microarray
- Séquençage haut débit

Approches ciblées



- RT-qPCR



- Hybridation in situ

La détection des micro-ARNs par hybridation in situ: un véritable challenge


➤ Nature instable des ARNs (travailler en condition RNase free)



- > Petite taille des micro-ARNs
- > Séquences très proches entre certains micro-ARNs


Les sondes LNA: Gold standard pour la détection des micro-ARNs

Développement de sondes oligonucléotidiques avec incorporation d'acides nucléiques modifiés



Urbanek et al, 2015

Les sondes LNA: Gold standard pour la détection des micro-ARNs



- ➤ Sondes LNA: sonde ADN avec incorporation d'acides nucléiques « verrouillés » (30% de LNA)
- Les acides nucléiques LNA:
 - augmentent l'affinité de liaison avec le nucléotide complémentaire
 - augmentent la spécificité de l'hybridation

FIXATION

- PFA 4%
- Ethyl diéthylaminopropyl carbodiimide (EDC)



FIXATION

PERMÉABILISATION

- PFA 4%
- EDC

- Optionnelle
- Triton X-100
- Proteinase K

FIXATION

PERMÉABILISATION

HYBRIDATION

- PFA 4%
- EDC

- Optionnelle
- Triton X-100
- Proteinase K

- Sonde LNA
- Marquage en 3' ou 5' ou 3'/5'
- Haptène ou fluorophore
- Contrôle négatif : scramble-miR

FIXATION

PERMÉABILISATION

HYBRIDATION


DETECTION

- PFA 4%
- EDC

- Optionnelle
- Triton X-100
- Proteinase K

- Sonde LNA
- Marquage en 3' ou 5' ou 3'/5'
- Haptène ou fluorophore
- scramble-miR

- Chromogénique
- Fluorescence



La myopathie de Duchenne

- Maladie génétique provoquant une perte progressive de la masse musculaire
- Touche 1 garçon / 5000
- Mutation du gène DMD codant la dytrophine




(votresant.skyrock.com)

Muscle sain


Muscle myopathe








Absence de dystrophine




Fragilisation de la membrane





















micro-ARNs et physiopathologie Absence de dystrophine **↓**NO Fragilisation de la membrane Intracellular Entrée de calcium NF-κB Activation des protéases **Stress oxydatif** miR-1 Nécrose des fibres ↓ masse musculaire inflammation miR-222 Régénération Infiltration du tissu adipeux miR-206 miR-133 miR-486 fibrose miR-1 miR-29

Cacchiarelli et al 2011, Greco et al 2009, Roberts et al 2012, Liu et al 2012, Eisenberg et al 2007



Le modèle du chien GRMD Golden Retriever Muscular Dystrophy

- > Phénotype clinique proche de l'Homme
- ➤ Taille comparable à celle des enfants dystrophiques
- > Référence pour les essais précliniques



Le modèle du chien GRMD Golden Retriever Muscular Dystrophy

- > Phénotype clinique proche de l'Homme
- ➤ Taille comparable à celle des enfants dystrophiques




> Référence pour les essais précliniques




Absence de données sur l'expression tissulaire des micro-ARNs dans le muscle du chien GRMD


Expression tissulaire des miR-206 et miR-486 chez le chien GRMD




























Expression du miR-206 chez le chien GRMD




Robriquet, Babarit et al, 2016

14

Expression du miR-206 chez le chien GRMD







Robriquet, Babarit et al, 2016



Expression du miR-206 chez le chien GRMD






Échelle: 25 μm

14

Robriquet, Babarit et al, 2016




Expression du miR-486 chez le chien GRMD




p = 0.1, test Mann-Whitney



Expression du miR-486 chez le chien GRMD







Robriquet, Babarit et al, 2016



Expression du miR-486 chez le chien GRMD





Échelle: 25 μm

Robriquet, Babarit et al, 2016






Conclusion

- ➤ Sondes LNA : puissants outils pour la détection de micro-ARNs
- ➤ Description du profil d'expression tissulaire des miR-206 et miR-486 chez le chien GRMD
- Les techniques quantitatives ne permettent pas de détecter des dérégulations du profil d'expression

Perspectives de développement à l'UMR703: Hybridation *in situ* quantitative

Micro-ARN LNA-ELF-FISH

ARNm SM-FISH



(20-48 oligos pooled per set) Standard fluorescence microscope Image Sample (as long as you want!) >12 hr incubation) Prepare Sample Wash Sample (~15 min fixation; (-1.5 hours) See single ~30 min permeabilization) molecules of mRNA in situ Probes bind to target mRNA in series

Stellaris™ FISH Probes

ELF : Substrat de la phosphatase alcaline hydrolysé en précipité fluorescent

Utilisation de plusieurs sondes oligonucléotidiques pour un même ARNm





UMR 703 PAnTher







Dérégulation de micro-ARNs dans la myopathie de Duchenne






sciencephotolibrairy

Robriquet et al, 2015

	Patient DMD	Souris <i>mdx</i>	Chien GRMD
miR-206	Surexprimé	Surexprimé	Non dérégulé
miR-486	Sous exprimé	Sous exprimé	Sous exprimé

Biogenèse de micro-ARNs



Ro et al, 2007

