

Les coacervats de protéines sériques: des nouveaux agents d'encapsulation naturels et fonctionnels

Anne Laure Chapeau

▶ To cite this version:

Anne Laure Chapeau. Les coacervats de protéines sériques: des nouveaux agents d'encapsulation naturels et fonctionnels. Journée PROFIL - La plasticité des protéines du lait : un atout majeur pour concevoir des assemblages fonctionnels, Institut National de Recherche Agronomique (INRA). UMR UMR INRA / AgroCampus Rennes: Science et Technologie du Lait et de l'?uf (1253)., Sep 2017, Rennes, France. hal-01595711

HAL Id: hal-01595711

https://hal.science/hal-01595711

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.









Journée PROFIL



La plasticité des protéines du lait,

Un atour majeur pour concevoir des assemblages fonctionnels.

Session: Encapsulation

Les coacervats de protéines sériques: des nouveaux agents d'encapsulation naturels et fonctionnels

Anne-Laure CHAPEAU, Saïd BOUHALLAB - UMR STLO, INRA Rennes Marieke VAN AUDENHAEGE - Sodiaal







L'encapsulation en agro-alimentaire – Contexte

Dualité des attentes de consommation :

Aliments naturels *et* offrant des bénéfices améliorés pour la santé... aliments naturels fonctionnels

Incorporation de molécules bioactives... molécules sensibles aux dégradations



Encapsulation

Incorporation

Protection

Vectorisation

Liberation

Avec des protéines de lait









Produits laitiers naturels et fonctionels





Stratégies d'encapsulation utilisant les protéines sériques – Contexte


Liaison (binding)

Interactions avec un ligand (liaisons hydrophobes et/ ou interactions électrostatiques)

Favorisée par la conformation structurale de la protéines

Formation de complexe

Ex: β -lactoglobuline + acide gras



(Synthèse par Le Maux et al., 2014)


Process descendant (top down)

Emulsion

Gélification +/- extrusion

(Schmitt et al., 2009)

Electrospraying
Spray drying (Pérez et al., 2015)




Microcapsules (2 mm) formées par electrospraying d'un concentré de protéines sériques

(Lopez-Rubio et al., 2012)

Process montant
(Bottom-up)

Agrégation thermique Désolvatation




(Lohcharoenkal W. et al, 2014)


Co-assemblages spontannés

Coacervation (Bouhallab et Croguennnec, 2014)


Coacervats de β -Lactoglobuline et lactoferrine en solution (Tavares et al., 2015)




La coacervation complexe des protéines sériques – Contexte




(de Kruif et al., 2004) 4/20






Dans quelles conditions physico-chimiques?






Anne-Laure CHAPEAU, Journée PROFIL - Session Encapsulation, 21 septembre 2017, Agrocampus Ouest, Rennes.



Effet du changement d'échelle



Preuve de concept à l'échelle du laboratoire (µL) ...





Mais coacervation fortement sensible à l'effet volume

Augmentation de l'échelle de production des coacervats B9-PS - Résultat 2

- Rendement d'encapsulation de B9 (%)
- Rendement de coacervation des PS (%)

8/20





Effet protecteur des coacervats de PS sur la dégradation de B9 – Résultat 3

→ 2 types d'échantillons :


B9 seule vs coacervats B9-PS

- Dégradations = temps longs...
 Test en degradation accélérée / induite :
 irradiation UV,
 oxydation induite par H₂O₂
- Dosage de la forme native de B9
 = Forme bioactive :
- spectrométrie de masse, ELISA


Conservation de la **forme native** de B9 dans le coacervat vis à vis des **différentes conditions de dégradations** testées

- → Maintient de la forme bioactive
- → Effet protecteur du coacervat de PS

Dégradation (oxidation)



→ Limitation de la perte de la forme native de B9 quand encapsulée dans les coacervats de PS par rapport à B9 seule en solution



Amélioration in vivo de la biodisponibilité de B9 par les coacervats de PS – Résultat 4



Groupes expérimentaux

10 rats Sprague Dawley Mâles, ≈ 450g

10 jours

B9

Coacervats de B9-PS



Etude pharmacocinétique

Alimentation ad libitum sans B9

Administration de **B9** ou coacervats de **B9-PS**

T₀

Prélèvements sanguins (T0, T30min, T1h, T2h,

T4h, T6h, T10h)



Dose de B9 administrée oralement



500 µg B9 / rat en solution seule ou par les coacervats de PS

Concentration plasmatique de B9 Cinétique de dosage par ELISA

Collaboration internationale

Lauréate **Bourse** Erasmus + N. Bertrand: Chercheur sur l'utilisation des biomatériaux pour la pharmacie










Amélioration *in vivo* de la biodisponibilité de B9 par les coacervats de PS – Résultat 4


Concentrations plasmatiques de vitamine B9 chez le rat après une administration orale (T0) d'une dose de 500 µg de B9 en solution seule, ou en coacervat de protéines sériques




A dose égale en B9 administrée la :

C_{max} **B9-PS** > C_{max} B9 et l' **AUC B9-PS** > AUC B9


→ Donc la vitamine B9 administrée par le coacervat de protéines sériques serait mieux absorbée que la B9 administrée en solution




globale de B9



Resuspension des coacervats B9-PS en matrices laitières: première approche – Résultat 5





Le coacervat de protéines sériques comme agents d'encapsulation d'une molécule bioactive – Applications potentielles



100 mg de coacervats B9-PS

450 µg B9

50 μg Fer

25 mg de protéines sériques (dont LF : peptides bioactifs et activités métaboliques)

Utiliser le coacervat B9-PS comme ingrédient ou composé bioactif naturel et fonctionnel

Complément alimentaire pour femme enceinte



VITAMINES	PAR CAPSULE	EN % DES AR*	MINÉRAUX ET OLICO ÉLÉMENTS	PAR CAPSULE	EN % DES AR*
B1	1,1 mg	par capsule 100%	Fer	14 mg	100%
B2 B3/PP	1,4 mg 16 mg NE	100%	Magnésium	60 mg	16% 100%
B5 B6	6 mg 1,4 mg	100%	Cuivre Manganèse (Jode	2 mg 150 μg	100%
B9/Acide folique	30 μg 400 μg	200%	Sélénium	50 μg	91%
R12	2.5 HQ	100%			

Par gélule

400 μg B9

14 mg Fer

Pas de proteins



Poudre infantile (portion)

30 μg B9 2 mg Fer

4 g protéines de lait



 Aliment quotidien "nutrition santé"



Par portion (30g)

100 μg B9

3.5 mg Fer

2.7 g protéines végétales

NOS INFORMATIO	NS NUTRITI	ONNELLES	
○ P	our 100 g	Par portion de 30 g	
ENERGIE	1588 kJ	476 kJ	
	375 kcal	113 kcal	
MATIÈRES GRASSES	1,5 g	0,5 g	
dont acides gras saturés	0,3 g	0,1 g	
SLUCIDES	79 g	24 g	
dont sucres	15 g	4,5 g	
FIBRES ALIMENTAIRES	4,5 g	1,4 g	
PROTÉINES	9 g	2,7 g	
SEL	1 g	0,3 g	
/ITAMINES:	(% AR)	(% AR)	
)	8,4 µg (167)	2,5 µg (50)	
THIAMINE (B1)	1,8 mg (167)	0,55 mg (50)	
RIBOFLAVINE (B2)	2,3 mg (167)	0,70 mg (50)	
NIACINE (B3/PP)	13,4 mg (84)	4,0 mg (25)	
26	1.2 mg (84)	0.35 mg (25)	
ACIDE FOLIQUE (B9)	334 µg (167)	100 µg (50)	
312	2,1 μg (84)	0,6 μg (25)	
ELS MINÉRAUX :			
ER	11,6 mg (83)	3,5 mg (25)	
INC	8,3 mg (83)	2,5 mg (25)	
	(%AR) = Appoi	rts de Référence	

Le coacervat de protéines sériques comme agents d'encapsulation d'une molécule bioactive - Conclusion et perspectives

Au 1^{er} plan: Preuve de concept (de l'échelle laboratoire à pré-industrielle), effet protecteur, vectorisation/libération, stabilité des coacervats B9-PS en matrice laitière...

... et avec un peu de recul : Nouvelle approche de la coacervation hétéroprotéique, par son application pour l'encapsulation de bioactif

Connaissances scientifiques (*)




- → Caractérisation de la phase resuspendue des gouttelettes de coacervats de PS : (en cours, stage Master 2, L. Masbernat)
 - Composition (dynamique de l'eau)
 - Interactions moléculaires
 - Rhéologie...
- → Nouvelles connaissances sur les propriétés du coacervats hétéroprotéiques et ses modifications en fonction de sa cinétique de formation, de son milieu...




- → Optimisation des paramètres de fabrication:
 - Production à échelle pilote
 - Forme utilisable (lyophilisation, séchage...)
 - Rendement d'encapsulation selon le type de bioactif.
- → Digestion in vitro du coacervat : comprendre les mécanismes de libération du bioactif et analyses des peptides générés par les coacervats

Le coacervat de protéines sériques comme agents d'encapsulation d'une molécule bioactive – Valorisations



- Chapeau A.L., et al. (2016) Food Hydrocolloids
- 1 communication orale internationale (Pays Bas)
- 1 communication orale nationale (Nantes)
- 1 poster international (Canada)



Chapeau A.L., et al. (2017)

Journal of Food Engineering

 1 communication orale internationale (Allemagne)



Chapeau A.L., et al. (2017)

Journal of Functional Foods

1 communication orale internationale (Nantes)



Stage ingénieur – Master 2 en cours

Le coacervat de protéines sériques comme agents d'encapsulation d'une molécule bioactive – *Travail d'équipe !*



Equipe 15-FPL du STLO

(Pascaline Hamon, Thomas Croguennec,

Valérie Briard-Bion, Laurena Masbernat, Florence Rousseau, Saïd Bouhallab)



Equipe ONIRIS (Denis Poncelet)



Equipe Québecoise du CHUL (Nicolas Bertrand)

Pilotage PAO (Stephan Rouverand, Morgane Raison)

BBA et Comité technique industriels Axe 4 Profil (Marieke Van Audenhaege, Daniel Senocq, Marie-Laure Sansous, Carole Prost, Anne Ranc, Caroline Puel, Anne Bernard, Marie Chevallier, Raphaël Chacon, Isabelle Proudy, ...)

Merci de votre attention

Et pour en savoir plus...

Jeudi 26 octobre 2017, 9h30 Soutenance de Thèse A-L Chapeau, au STLO, à Rennes